

Сменный блок ТВ-2 к термостату TAGLER HT-Плазма

Плазмолифтинг



Ваша цена

Розница

8 640 руб.

Оптовая цена

8 294 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Сменный блок ТВ-2 к термостату TAGLER HT-Плазма

Сменный блок для термостата позволяет использовать, пока другой блок находится на очистке или стерилизации.

Количество гнезд для пробирок: 2 пробирки по 2 мл (диаметр гнезда 10,8 мм) или 2 пробирки по 5 мл (диаметр гнезда 14,2 мм). Глубина гнезд 58 мм.

Блок меняется с помощью специального съёмника.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	108×58×76
Вес, кг	0.72
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.