

## Спирометр МИТК-М Спиротест УСПЦ – 01

Спироанализаторы



- Тип спирометра: электронный (нужны батарейки)
- Диапазон измерений, л: 1-9,9

**Сделано  
в России**

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2007/00694 от 06.07.2022**

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Спирометр МИТК-М «Спиротест УСПЦ – 01»

«Спиротест УСПЦ – 01» – это простой и компактный спирометр с ЖК-экраном. Работает от батареек типа «Корунд». Предназначен для функциональной диагностики лёгких: для измерения и индикации форсированной жизненной ёмкости (ФЖЕЛ) и объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1).

Комплект поставки включает: футляр-укладку, сам спирометр, батарейку, пять стерилизуемых мундштуков, паспорт.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2007/00694 от 20.11.2018.

«Спиротест УСПЦ – 01» обладает высокой точностью и широким диапазоном измеряемых дыхательных объёмов. Наружные и внутренние поверхности прибора устойчивы к дезинфекции, а входящие в комплект поставки мундштуки – к стерилизации. Погрешность измерения объёмов: не более 0,2 л в диапазоне от 1 до 4 л и 5, 0 в диапазоне от 4 до 9,9 л.

Спирометр включён в перечень обязательного оснащения медицинских учреждений страховой медицины.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип спирометра	электронный (нужны батарейки)
Диапазон измерений, л	1-9,9
Вес, кг	0.2
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.