


Спирометр НВ-Мед ССП

Спироанализаторы



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип спирометра: механический (без батареек)
- Диапазон измерений, л: 2,5-6,5

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Спирометр НВ-Мед ССП

Сухой механический спирометр ССП – это популярная портативная модель, не требующая батареек, простая и надёжная в работе.

Может работать сколько угодно времени в любых условиях: в лагерях, школах, в полевых условиях, при удалённой диспансеризации. Его может использовать даже неподготовленный человек.

Это самая бюджетная модель среди аналогов.

Диапазон показаний: от 0 до 6, 5 литров. Цена деления шкалы: 100 мл. Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 50 л/мин: 180 Па (18 мм вод. ст.).

Мы поставляем спирометр под своей торговой маркой и предоставляем расширенную гарантию: 1, 5 года (у всех других компаний гарантия – 1 год).

Наша гарантия осуществляется в форме замены: если у вас сломался спирометр ССП, то мы заменим его совершенно бесплатно. На новый спирометр будет распространяться новый гарантийный срок – тоже 1,5 года.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

НВ-Мед

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здравоохранение, Для дома

Тип спирометра

механический (без батареек)

Диапазон измерений, л	2,5-6,5
-----------------------	---------

Габариты, мм	71×50×66
--------------	----------

Вес, кг	0
---------	---

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.