

## Офтальмологический стол с электроприводом

Столы под оборудование



**Ваша цена**

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 20 %

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Офтальмологический стол с электроприводом

Стол с электроприводом очень удобен в работе и предназначен для размещения щелевой лампы, авторефрактометра или любого другого офтальмологического оборудования. Одним нажатием кнопки столик меняет высоту и подстраивается под любого пациента.

Высота столика может изменяться от 63 до 82 см. Максимальная нагрузка на столешницу: до 55 кг. Размер столешницы: 47×54 см.

Столик имеет колёса, что позволяет, в случае необходимости, быстро переместить прибор внутри кабинета. Столешница ровная и очень устойчивая.

Комплектация:

- Столешница с кнопками управления.
- Стойка подъёмная с электроприводом.
- Колёсные опоры.
- Сетевой кабель.
- Паспорт.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Габариты, мм	470×540 (столешница)
Вес, кг	21
Вес в упаковке, кг	22
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	90

Страна производства

Китай

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.