

## Стойка для облучателей Defender

Стойки, подставки и фильтры к рециркуляторам



### Ваша цена

Розница  
**3 400 руб.**

Оптовая цена  
**3 264 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Подходит для рециркуляторов: Defender

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Стойка для облучателей Defender

Передвижная напольная стойка-штатив предназначена для размещения облучателей-рециркуляторов Defender моделей:

- [Defender 1-15](#) &nbsp;C;
- [Defender 2-15](#);
- [Defender 2-15](#) &nbsp;C.

Стойка выполнена из металлической профилированной трубы, покрытой специальной порошковой краской. Её поверхность можно дезинфицировать всеми допустимыми средствами обработки. Выкатные ролики позволяют свободно перемещать рециркулятор по помещению.

Облучатель размещается на стойке на винтовом подвесе за специальное крепление — ушко на облучателе.

Стойка поставляется в разборном виде, но сборка не займёт много усилий и времени.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Подходит для рециркуляторов	Defender
Габариты, мм	320×210×1100
Вес, кг	2.2
Страна производства	Россия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.