

Термостат-инкубатор BINDER B 28

Термостаты-инкубаторы Арт. 9010-0002



Ваша цена

Розница
124 462 руб.*

1 233 €

Оптовая цена
122 242 руб.

1 211 €

 **BINDER**
Best conditions for your success

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

* ориентировочная цена на 22.07.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 28
- Диапазон температур, °C: +30...+70

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Инкубатор BINDER B 28

Инкубационный шкаф серии В станет для вас надёжным и эффективным прибором в солидной комплектации по весьма привлекательной цене.

В инкубатор встроен гидравлично-механический термостат.

Внутренняя дверца выполнена из безопасного стекла марки ESG.

В базовой комплектации предусмотрены 2 решётчатые вставные хромированные полки. Максимально возможное количество полок для установки – 4 шт.

Возможно штабелирование.

Максимальная суммарная нагрузка на шкаф – 25 кг, на полку – 10 кг.

Для данной модели возможны следующие дополнительные опции:

- Перфорированная вставная полка из нержавеющей стали.
- Дополнение к сертификату калибровки (для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру).
- Нейтральное чистящее средство интенсивного действия (1 кг).
- Резиновые подкладки для ножек.
- Решётчатая вставная полка (хромированная).
- Сертификат калибровки для измерений температуры.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения информации.

Преимущества

Преимущества инкубатора BINDER B 28

- Надёжные и воспроизводимые результаты даже при большом количестве испытаний в течение длительного времени.
- Внутренняя стеклянная дверь для стабильной атмосферы.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|-----------------------------|
| Артикул | 9010-0002 |
| Бренд | BINDER |
| Страна бренда | Германия |
| Отрасли | Здравохранение |
| Дополнительный функционал | есть естественная конвекция |
| Объём рабочей камеры, л | 28 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 280×250×400 |
| Диапазон температур, °C | +30...+70 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,1 |
| Время нагрева, мин, не более | 95 |
| Количество полок | 2 |
| Габариты, мм | 405×425×580 |
| Вес, кг | 23 |
| Электропитание, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Страна производства | Германия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.