

## Термостат СКТБ ТС-1/80 СПУ без охлаждения

Термостаты-инкубаторы    Арт. 1001



### Ваша цена

Розница  
**45 870 руб.**

Оптовая цена  
**42 425 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °С: +25...+60

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2007/01585 от 27.12.2007**

## Описание

### Термостат СКТБ ТСО-1/80 СПУ без охлаждения

Термостат применяется для проведения бактериологических и серологических исследований, обеспечивая:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери;
- сохранение введённой информации при отключении электропитания.

## Преимущества

### Преимущества СКТБ ТСО-1/80 СПУ

Термостат отличается:

- Минимальным временем выхода на рабочий режим.
- Малым энергопотреблением.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	1001
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	396×393×496
Диапазон температур, °С	+25...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°С	0,4
Время нагрева, мин, не более	120
Габариты, мм	525×521×721
Вес, кг	40
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	250
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.