

## Термостат СКТБ TCO-200 СПУ с охлаждением

Термостаты-инкубаторы    Арт. 1016



### Ваша цена

Розница

**149 800 руб.**

Оптовая цена

**149 269 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 200
- Диапазон температур, °C: +5...+60

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Термостат СКТБ TCO-200 с охлаждением

Термостат применяется для проведения бактериологических и серологических исследований, обеспечивая:

- Температуру в камере от 5 °C независимо от температуры окружающей среды.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха.
- Установку и регулирование температуры от 5 °C до 60°C.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Цифровую индикацию текущей и установленной температуры.
- Поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях электропитания.
- Визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

Корпус выполнен из нержавеющей стали.

## Преимущества

### Преимущества TCO-200 с охлаждением

Термостат отличается:

- Малым энергопотреблением.
- Малым весом.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

Артикул	1016
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	200
Диапазон температур, °С	+5...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1,5
Время нагрева, мин, не более	120
Габариты, мм	1235×880×755
Вес, кг	105
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.