

## Центрифуга Liston C2201 с ротором CRA1215

Медицинские центрифуги

Арт. C 2201\_CRA 1215



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3600
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 50
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2415

LISTON

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/06507 от 22.08.2023

### Описание

#### Лабораторная центрифуга Liston C2201 с ротором CRA1215

Лабораторная медицинская настольная центрифуга Liston C 2201 является переносной, периодического действия, с частотой вращения от 500 об/мин до 3600 об/мин с шагом в 50 об/мин. Количество мест: 12.

Центрифуга предназначена для применения в практике клинической лабораторной диагностики для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см<sup>3</sup> в поле центробежных сил.

Оборудована простой и удобной в работе системой управления с функцией запоминания последнего выбранного режима, встроенным датчиком дисбаланса и экстренным электронным тормозом, что предотвращает повреждение оборудования в нестандартных ситуациях. Плавный разгон и торможение исключает перемешивание проб.

Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2009/06507.

Комплектация

- Сама центрифуга.
- Бакет-ротор на 12 мест по 15 мл в комплекте с адаптерами (15 шт).

### Преимущества

#### Преимущества Liston C2201

- Прочный и легкий корпус, изготовленный с применением алюминия.
- Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги.
- Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства.
- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и электромагнитным датчиком скорости.
- Плавный разгон и торможение.
- Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима.
- Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз.
- Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора.
- Низкий уровень шума.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	С 2201_CRA 1215
Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	3600
Шаг задания частоты вращения, об/мин	50
Точность поддержания частоты вращения, ±об/мин	50
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	2415
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Габариты, мм	420×490×260
Вес, кг	32
Вес в упаковке, кг	42
Габариты в упаковке, см	50×55×32
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.