

## Центрифуга Liston C2203

Медицинские центрифуги    Арт. С 2203



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3600
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 50
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 1800

LISTON

Не поставляется

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2009/06507 от 22.08.2023**

## Описание

### Лабораторная центрифуга Liston C2203

Универсальная настольная лабораторная центрифуга повышенной ёмкости. Скорость до 3000 об/мин. Вместимость до 720 мл центрифугата, возможность работы с нестандартной лабораторной посудой.

Имеется возможность работы с нестандартной лабораторной посудой ёмкостью до 180 мл. и возможность одновременного центрифугирования различных типов пробирок (при условии уравнивания стаканов).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2009/06507.

Комплектация

- Сама центрифуга.
- Универсальный ротор-крестовина CRS 4180. Позволяет центрифугировать различные типы пробирок одновременно. Вместимость до 720 мл центрифугата.
- 4 адаптера на выбор.

Адаптер CAS.180.3.-12.16.110 Предназначен для стандартных вакуумных пробирок 9 мл.

Адаптер CAS.180.3.-12.17.110 Предназначен для стандартных центрифужных пробирок с коническим дном

Адаптер CAS.180.3.-14.13.100 Предназначен для применения с вакуумными пробирками объёмом 5-6 мл.

Адаптер CAS.180.3.2.30.115 Предназначен для применения с пробирками типа Falcon на 50 мл. с крышкой

Адаптер CAS.180.3-1.45.80 Предназначен для применения с химическим стаканом объёмом 100 мл (типа В-1-100 «высокий»)

Адаптер CAS.180.3-1.55.70 Предназначен для применения с конусовидным контейнером для биоматериала объёмом 100 мл.

Адаптер CAS.180.3.12.14.100 Предназначен для применения с вакуумными пробирками 5-8 мл

Адаптер CAS.180.3.1.60.75 Предназначен для применения с контейнером для биоматериала объёмом 120 мл. с завинчивающейся крышкой

## Преимущества

### Преимущества Liston C2203

- Прочный и легкий корпус, изготовленный с применением алюминия.
- Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги.
- Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства.
- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и электромагнитным датчиком скорости.
- Плавный разгон и торможение.

- Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима.
- Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз.
- Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора.
- Низкий уровень шума.
- Возможность быстрой поставки адаптеров и запасных частей со склада производителя.
- Большая емкость центрифуги (до 720 мл центрифугата).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	C 2203
Бренд	Листон
Страна бренда	Россия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	3600
Шаг задания частоты вращения, об/мин	50
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	1800
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Габариты, мм	42×49×26
Вес, кг	32
Вес в упаковке, кг	42
Габариты в упаковке, см	50×55×32
Электропитание, В	300
Потребляемая мощность, Вт	220
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.