

## Центрифуга мини-вортекс BioSan FVL-2400N

Медицинские центрифуги

Арт. BS-010202-AAA



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 2800
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 500



Временно не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

### Описание

#### Центрифуга мини-вортекс BioSan FVL-2400N

Мини Центрифуга-вортекс Комбиспин FVL-2400N разработана специально для генноинженерных исследований (для экспериментов по ПЦР-диагностике).

Может использоваться в микробиологических, биохимических, клинических лабораториях и промышленных биотехнологических лабораториях.

FVL-2400N обеспечивает возможность одновременного перемешивания и разделения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, расположенные на общем спин-блоке. Центрифуга имеет защитный механизм, останавливающий вращение ротора при открытой крышке.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	BS-010202-AAA
Бренд	BIOSAN
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	2800
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	500
Габариты, мм	190×235×125
Вес, кг	1.7
Электропитание, В	230

Потребляемая мощность, Вт

1200

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.