

Центрифуга мини-вортекс BioSan FVL-2400N

Медицинские центрифуги

Арт. BS-010202-AAA



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 2800
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 500



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Центрифуга мини-вортекс BioSan FVL-2400N

Мини Центрифуга-вортекс Комбиспин FVL-2400N разработана специально для генноинженерных исследований (для экспериментов по ПЦР-диагностике).

Может использоваться в микробиологических, биохимических, клинических лабораториях и промышленных биотехнологических лабораториях.

FVL-2400N обеспечивает возможность одновременного перемешивания и разделения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, расположенные на общем спин-блоке. Центрифуга имеет защитный механизм, останавливающий вращение ротора при открытой крышке.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|----------------------------|
| Артикул | BS-010202-AAA |
| Бренд | BIOSAN |
| Страна бренда | Латвия |
| Тип центрифуги | с естественным охлаждением |
| Размер центрифуги | настольная |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g | 500 |
| Габариты, мм | 190×235×125 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Электропитание, В | 230 |

Потребляемая мощность, Вт

1200

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.