

## Универсальная стойка для рециркуляторов Defender

Стойки, подставки и фильтры к рециркуляторам



**Ваша цена**

Розница  
**4 500 руб.**

**Оптовая цена**  
**4 320 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Подходит для рециркуляторов: Defender

**Наличие регистрационного удостоверения**

### Описание

#### Универсальная стойка для облучателей Defender

Передвижная напольная стойка-штатив предназначена для размещения всех моделей облучателей-рециркуляторов Defender.

Стойка выполнена из металлической профилированной трубы, покрытой специальной порошковой краской. Её поверхность можно дезинфицировать всеми допустимыми средствами обработки. Выкатные ролики позволяют свободно перемещать рециркулятор по помещению. Есть стопор на всех четырёх колёсах.

Облучатель размещается на стойке за специальные крепления – ушко или петли на облучателе.

Стойка поставляется в разборном виде, но сборка не займёт много усилий и времени.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	TAGLER
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Подходит для рециркуляторов</b>	Defender
<b>Габариты, мм</b>	390x392x1252
<b>Вес, кг</b>	6
<b>Страна производства</b>	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем

информацию по мере получения её от производителей.