

Увлажнитель кислорода Armed XY-98BII

Концентраторы и увлажнители кислорода

Арт. 1044601



Ваша цена

Розница

3 990 руб.

Оптовая цена

3 911 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2008/03349 от 24.12.2008

Описание

Увлажнитель кислорода Armed XY-98BII

Armed XY-98BII подключается к кислородной магистрали. Чаще всего используется в медицинских учреждениях для проведения кислородотерапии пациентов. Увлажняет воздушно-кислородную смесь.

Объём увлажняющей ёмкости составляет 250 мл. Ёмкость автоклавируемая, выполнена из термостойкого пластика, что позволяет проводить дезинфекцию в паровом стерилизаторе.

С помощью удобного регулирующего вентиля можно установить необходимый уровень потока кислорода, ориентируясь на показания ротаметра расходомера.

Дополнительно можно приобрести переходник штекерного типа под стандарт DIN, который позволяет легко подключать изделие к кислородной магистрали.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03349 от 24.12.2008.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

1044601

Бренд

Армед

Страна бренда

Россия

Вес, кг

0.45

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.