

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 55 ECO

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. Стерицелл 55_ECO - линия



- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 55
- Диапазон температур, °C: 30...250



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2009/04830 от 13.05.2024

Описание

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 55 ECO

Горячевоздушный стерилизатор Stericell 55 ECO с объемом камеры 55 литров отличается плавным принудительным движением воздуха в камере, обеспечиваемым запатентованной системой со встроенным вентилятором, который исключает образование областей холодного воздуха.

Для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий, изготовленных из термостойких материалов.

В камере обеспечивается автоматическая поддержка температурных режимов в диапазоне от +10 °C выше температуры окружающей среды до +250 °C.

Три установленные программы со стандартным набором параметров, а также режим сушки обеспечивают высокий комфорт обслуживания.

Среди плюсов стерилизатора стоит отметить систему управления Fuzzy logic, которая непрерывно оптимизирует процесс регулирования и корректирует интенсивность обогрева, охлаждения, изменения влажности и другие параметры.

Панель управления — это ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см) с автоматической регулировкой контрастности и подсвеченными клавишами управления.

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали марки DIN 1.4301.

Кратность воздухообмена при 250 °C: 45 циклов/час.

Предустановленные программы стерилизатора

Название программы
Температура, °C

Время экспозиции, мин.

Стерилизация S1

160

60

Стерилизация S2

170

30

Стерилизация S3

180

30

Сушка Р4

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Сушка Р5

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Преимущества

Преимущества стерилизатора BMT Stericell 55 ECO

- Интуитивно понятный интерфейс.
- Бесшумная работа.
- Широкие возможности оснащения.
- Есть вывод для присоединения принтера или ПК.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	Стерицелл 55_ECO - линия
Бренд	BMT (MMM Group)
Страна бренда	Чехия
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	55
Размеры рабочей камеры, мм	400×350×370
Диапазон температур, °С	30...250
Отклонение температуры от заданной, ±°С	0,3
Время нагрева, мин, не более	49
Количество полок	2 стандартное, 4 максимальное
Размер полки, мм	380×335
Габариты, мм	620×680×680
Вес, кг	55
Вес в упаковке, кг	66

Габариты в упаковке, см	73×70×88
-------------------------	----------

Электропитание, В	230
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	960
---------------------------	-----

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.