

Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-250 (со стеклянной дверцей)

Медицинские и фармацевтические холодильники Арт. 223TV



Ваша цена

Розница
51 257 руб.

Оптовая цена
50 380 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: для вакцин, комбинированный, лабораторный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические, прозрачные стеклянные
- Температура в холодильнике, °С: 2-15
- Температура в морозильной камере, °С: -10...-25
- Общий объём, л: 250
- Объём холодильной камеры, л: 170
- Объём морозильной камеры, л: 80

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4043 от 03.06.2024

Описание

Лабораторный холодильник POZIS ХЛ-250

Комбинированный лабораторный холодильник POZIS 250 можно использовать для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19 согласно утверждённым условиям транспортирования и хранения: температурный режим во время хранения не выше -18 °С.

Предназначен для хранения фармацевтических препаратов при температуре от +2 до +15 °С в холодильной камере и при температуре от -10 до -25 °С в морозильной камере. Температурный режим регулируется с помощью двух электронных контроллеров EV3B22 (для холодильной и морозильной камер).

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS 250 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,91 кВт·ч/сутки.

Преимущества

Преимущества POZIS ХЛ-250

- Два микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- В холодильном отделении дверь стеклянная с замком, в морозильном отделении дверь металлическая с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камерах.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открытии двери.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	223TV
Бренд	POZIS
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	для вакцин, комбинированный, лабораторный
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические, прозрачные
	стеклянные
Температура в холодильнике, °C	2-15
Температура в морозильной камере, °C	-10...-25
Общий объём, л	250
Объём холодильной камеры, л	170
Объём морозильной камеры, л	80
Количество компрессоров, шт	2
Габариты, мм	600×650×1445
Вес, кг	68
Потребляемая мощность, Вт	260

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.